

Zur Elektronische Gesundheitskarte (eGK)

Die Selbstinstallation von eGK-Kartenterminals für CROSSSHEALTH



Gematik

- Die Nutzung von eGK Kartenterminals wird in den Bundesmantelverträgen beschrieben, die Investition finanziell gefördert.
- Maßgeblich ist die Teilnahme am online Versichertenkartenabgleich VSDM-Verfahren. Details entnehmen Sie bitte den Informationen der Selbstverwaltung. Vgl. <u>https://www.crosssoft.de/vsdm</u>
 - https://www.crosssoft.de/vsdm-in-crosshealth/
- Mobile Lesegeräte auch neue -sogenannte online Geräte führen kein VSDM durch, sondern dienen ggfs. nur der Signatur. Bitte beachten Sie dieHerstellerangaben.

Störfälle Telematikinfrastruktur (TI)

 Tritt ein Störfall der TI auf und Sie nutzen einen mobilen oder alten eGK-Leser, so werden mit der eingelesenen Karte keine abrechnungsrelevanten (Kostenerstattung) VSDM-Kennzeichen gesetzt. Tauschen Sie unbedingt nach der Störung das VSDM-Gerät zurück und informieren Sie die Selbstverwaltung über die Störung, um einen Regress zu vermeiden.

Checkliste Installation des Kartenleser CROSSSHEALTH

- Prüfen Sie das installierte Betriebssystem Halten Sie die Windows-Taste gedrückt und drücken zusätzlich die Taste [Pause]. Die Systeminformation wird angezeigt. Prüfen Sie den Systemtyp:
- z.B. 32-Bit-Betriebssystem, x86-basierter Prozessor
- z.B. 32-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor
- Wählen Sie den passenden Treiber Ihres Kartenlesegerätes aus, z.B. 32bit Treiber Ingenico
- Installieren Sie diesen nach Herstellerangaben und konfigurieren die Porteinstellung.

WICHTIG

Damit CROSSHEALTH den Zugriff auf die DLL sicherstellen kann, musst diese zusätzlich im folgendes Verzeichnis bereitgestellt werden:

C:\Program Files (x86)\CROSSSOFT\CROSSHealth\Client\DLL\CT-API

- Der Treiber für jeden Kartenleser muss auf dem lokalen Arbeitsplatz installiert sein
- Die Treiber-.dll und der Port müssen bekannt sein. Die zu verwendende .dll wird von den Herstellern der Kartenlesegeräte vorgegeben.
 So ist die .dll bei Geräten von Orga so zum Beisniel die ctorg32 dll. Der entsprechende

So ist die .dll bei Geräten von Orga so zum Beispiel die ctorg32.dll. Der entsprechende Port wird innerhalb des Geräte-Managers dargestellt.

- Bei Kartenlesern von anderen Herstellern wird in der Regel ein Konfigurationstool mitinstalliert. Im Zuge der Nutzung dieser Tool's besteht die Möglichkeit, dass der Entsprechende Port angezeigt wird. Die Tool's befinden sich unter "Start-Alle Programme-"Ordnername des Herstellers" oder im Installationsverzeichnis. Unter Umständen muss in die Installationsanleitung betrachtet werden.
- Alternativ besteht die Möglichkeit, die Ports über den Geräte-Manager auszulesen. (Siehe Bildschirmfoto)

Installation von eGK -Kartenterminals

🛔 Geräte-Manager



• Den CROSSSHEALTH Client starten, unter "Einstellungen" die Schaltfläche "Geräte" auswählen.

Datei Stamn	ndaten Buchhaltung	Abrechnung	Kontrollbücher & Statistik	Anwendungen	Extras	Einstellungen	Hotline	Fenster	?	
₽ ₽ , 9	2 @ , 🗰	🖸 🖬 🤅) 🗳 🗗 🖍 🔂	00:00:00		Geräte				
ToDo X	—					Praxiseins	stellungen			
						Voreinstel	llungen			
26.08.2020						Abrechnu	ing			
Kont. keine	Beh. ▼ alle	•				Terminpla	ner		>	
Destrufeshor	,					Parodont	alstatus			
Restautgaber						Konten/K	assenbüch	ner		
						Module			lin ees	_

• Nach erfolgter Auswahl öffnet sich folgendes Fenster. Dort die entsprechende .dll des Gerätes auswählen.

Bei Fragen wenden Sie sich an Ihr Systemhaus. Gerne unterstützen wir Sie auch gebührenpflichtig per Fernwartung und nehmen Konfigurationen für Sie vor. Unsere Preisliste finden Sie hier: <u>www.crosssoft.de/agb</u>

Geräteeinstellungen			×
Kartenleser Drucker	Röntgengeräte Barcodescanner	Externe Programme	Videoaufnahn 🗲 🔿
Einstellungen zum Kartenles	ser		
Anschluß des Kartenlesegeräte	25:		
SteuerungsDLL :			-
Port :	ct32.dll ctapicom.dll ctapiusb.dll		^
CardTerminal-Nummer:	CTAPI_ByteReader.dll CTAPI_Cherry1501_KVK.dll ctcym.dll		
🔲 Nach der Patientenaufnahm	ctehxk2-x86.dll ctgt900.dll		~
🔲 Nach der Patientenaufnahm	e - Aufnahme-Anamnese eingeben.		
		Ü <u>b</u> ernehr	nen Abbrechen

• Im Feld "Port" den entsprechenden Port eintragen.

Geräteeinstellungen				×					
Kartenleser Drucker	Röntgengeräte	Barcodescanner	Externe Programme	Videoaufnahn 年 🔿					
Einstellungen zum Kartenleser									
Anschluß des Kartenlesegerät	es:								
SteuerungsDLL :	CTAPI_Cherry1501	_KVK.dll		•					
Port:	ol								
CardTerminal-Nummer:	1								
Nach der Patientenaufnahme - Dialog zur Arztauswahl anzeigen.									
	ne - Aumanne-Anami	nese eingeben.							
			Übernebr	nen Abbrechen					
			Upernenr	Abbrechen					

 Wenn die obergenannten Schritte erledigt sind, kann eine Funktionsüberprüfung des Kartenlesegerätes stattfinden.